



Croce Azzurra Buscate

Associazione Volontari Buscatesi

Sede operativa:
p.zza della Filanda, 6
20010 Buscate (MI)
Tel. 0331/80.21.46
Fax 0331/80.35.49

sito: www.croceazzurrabuscate.org
mail: info@croceazzurrabuscate.org



Buscate, **05 Maggio 2020**

Oggetto: **IOP di AREU circa sanificazione MSB (rev. interna 0)**

Di seguito trovate riportate le linee guida, adottate da Croce Azzurra nell'interpretazione della IOP di AREU datata 01.04.2020 rev. 1 e diramata alle Associazioni solo in data 15.04.2020 per la sanificazione del mezzo (cfr. pag. 6 lett. C).

Il paziente segue il c.d. "PERCORSO PULITO"

Come? La disinfezione del vano sanitario dell'ambulanza deve essere effettuata con la soluzione alcolica predisposta in ambulanza, spruzzata e strofinata con panni monouso su tutte le superfici con le quali il paziente è venuto a contatto o con le quali è stato in stretta prossimità (es. materassino della barella, sedia cardiopatica, sedile passeggero, cinture di sicurezza, pareti etc) e con tutto quanto entrato in contatto con le mani degli operatori (saturimetro, sfigmomanometro, elettrocardiografo etc). I rifiuti, se possibile, vanno smaltiti negli halipack presso gli ospedali.

Da chi? Principalmente dal C.E. coadiuvato da autista e soccorritore solo se con mascherina chirurgica, guanti ed occhiali.

Quando e dove? Le attività di cui sopra devono essere effettuate al termine della missione, senza rientrare in sede; in caso di non trasporto del paziente devono essere effettuate in strada (senza necessità di sostituire i DPI indossati nel corso della missione).

Il paziente segue il c.d. "PERCORSO SPORCO"

Come?

1. SEMPRE ed OBBLIGATORIAMENTE pulizia con panno monouso e soluzione alcolica su tutte le superfici con le quali il paziente è venuto a contatto o con le quali è stato in stretta prossimità e con tutto quanto entrato in contatto con le mani degli operatori;
2. Al termine della procedura praticamente identica al c.d. percorso pulito, parcheggiare l'ambulanza all'esterno della camera calda avendo cura di mantenere il motore in moto ed acceso oltre che il freno di stazionamento (c.d. "a mano") inserito;
3. Posizionare il generatore di ozono al centro del mezzo e sopra la barella;
4. Attivare l'inverter attraverso l'apposito pulsante azzurro recante la scritta "WAECO" ON/OFF (all'attivazione si accenderà un led rosso);
5. Inserire l'alimentazione elettrica dell'ozono alla presa dedicata (dove si sarà accesa la spia rossa);
6. Chiudere tutte le porte, portelloni, vetri, finestre e finestrini dell'ambulanza;
7. Puntare il timer a 10 minuti, trattenere il respiro, accendere il generatore di ozono ed uscire immediatamente dal mezzo richiudendo l'ultima porta mancante;
8. Al termine dei dieci minuti il generatore di ozono si spegnerà automaticamente;



Croce Azzurra Buscate **Associazione Volontari Buscatesi**

Sede operativa:
p.zza della Filanda, 6
20010 Buscate (MI)
Tel. 0331/80.21.46
Fax 0331/80.35.49

sito: www.croceazzurrabuscate.org
mail: info@croceazzurrabuscate.org



9. Attendere altri massimo cinque minuti e, successivamente, trattenendo il respiro, aprire tutte le porte, portelloni, finestre e finestrini al fine di far arieggiare il più possibile;
10. Allontanarsi dal mezzo a debita distanza di sicurezza e lasciare tutto aperto ad arieggiare correttamente per almeno altri 10 minuti;
11. Riporre il generatore nell'apposita scatola nel vano guida tra i due sedili;
12. Se, durante il rientro, permane un odore simile a quello del cloro delle piscine è bene azionare la ventola di aspirazione ed aprire il finestrino posteriore al fine di eliminare il residuo.

In caso di mancanza od impossibilità ad effettuare la sanificazione con il generatore ad ozono va usato il prodotto disinfettante "*Multiusi Spray*" cod. 5229 della Golmar: chiudere tutte le porte, azionare il pulsante: far agire per 15 minuti e poi lasciar arieggiare per almeno 5 minuti successivi.

Da chi? Esclusivamente da parte del C.E. (che, quindi, sarà adeguatamente vestito) con l'aiuto del soccorritore se e solo se quest'ultimo ha partecipato al trasporto del paziente. Salvo inderogabili esigenze, nel caso di un sospetto COVID, autista e soccorritore che non hanno partecipato al trasporto del paziente non devono aiutare nella pulizia del mezzo (se ve ne fosse necessità, questi possono pulire solo se adeguatamente auto protetti: FFP2, guanti, camice, cuffia, calzari, occhiali).

Quando e dove? Le attività di cui sopra devono essere effettuate al termine della missione, senza rientrare in sede; in caso di non trasporto del paziente devono essere effettuate in strada (senza necessità di sostituire i DPI indossati nel corso della missione).